

Omnium1 – Pack

Omnium1 iMRS Ensemble de base

Omnium1 Kit
OmniMat
OmniPad
D/A chargeur
iMRS une tablette Android



Omnium1 iMRS Ensemble complet

Omnium1 Kit
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
D/A Chargeur
iMRS une tablette Android



Omnium1 iMRS Ensemble Basic Combo

Omnium1 Kit
OmniMat
OmniPad
OmniBrain
D/A Chargeur
iMRS une tablette Android



Omnium1 iMRS Ensemble complet Combo

Omnium1 Kit
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
OmniBrain
D/A Chargeur
iMRS une tablette Android



Omnium 1 Set OmniBrain

Omnium1 Kit
OmniBrain-matériel
OmniBrain Logiciel pour
Android




Que signifie "PEMF"?

Le terme PEMF signifie «champs électromagnétiques pulsés» et décrit dans la médecine moderne l'application spécifique de fréquences et d'intensités électromagnétiques pulsées uniques pour le bénéfice de santé des êtres humains et des animaux.

La recherche a montré que les champs pulsés de faible énergie dans la gamme de fréquences de la «fenêtre biologique» (3-25 Hz), ainsi que les ondes internes et externes du champ magnétique terrestre (7,83-11,79 Hz) peuvent produire des résultats remarquables et des changements positifs dans le corps. En explorant cette technologie pour votre santé et la santé de votre famille, insistez sur la vraie PEMF avec l'iMRS one W@pp!

Le terme "stimulation par résonance magnétique" indique simplement qu'en appliquant un champ électromagnétique pulsé qui correspond au champ magnétique de la Terre, presque toutes les 75 milliards de cellules du corps peuvent être stimulées en résonance harmonique. En conséquence, la puissante capacité de la membrane cellulaire augmente et permet aux cellules de produire plus d'énergie. Cette énergie améliore les pouvoirs d'auto-guérison du corps.



Cryorun


Santé Sport Bien-être

0692 448 300

benoit.deligne@cryorun.com

SWISSBIONIC SOLUTIONS

OMNIUM1
INTELLIGENT LIFESTYLE



OWN YOURSELF!

Omnium1 - La santé devient violette

Développé, conçu et fabriqué en Suisse l'Omnium1 est basé sur la plate-forme Android connue et établie dans le monde entier. Il peut être utilisé comme une tablette ordinaire sans aucune restriction: surfer sur le web via WIFI, envoyer, recevoir des courriels et accéder à la structure de l'application Android. La toute nouvelle version Android 4.4.2 KitKat est déjà préinstallée et sert d'interface utilisateur pour toutes les applications liées.

Contrairement à une tablette standard basée sur le marché, l'Omnium1 ne contient pas seulement une batterie haute performance spécifique (14,8V, 9000mA / h), elle est à ce jour la première tablette au monde équipée de deux ports série (20 broches spécifiques) connecteur. Ces accès permettent la connectivité et le contrôle d'une vaste gamme d'applications matérielles et logicielles liées à la santé, au bien-être et au fitness (W @ pp`s). L'évaluation de la tension artérielle, la mesure de la glycémie, les ECG, les EEG, la variabilité de la fréquence cardiaque et même les applications actives et analogiques comme la thérapie par champ électromagnétique pulsé ou l'entraînement par ondes cérébrales peuvent être effectuées, évaluées et surveillées avec seulement UNE seule unité de commande.



La prévention, la gestion active de la santé, du bien-être et du conditionnement physique dans le confort de votre foyer n'est plus une vision. Grâce à sa polyvalence et sa performance, l'Omnium1 offre une gestion complète de la santé à domicile de manière simple, économique et efficace.

iMRS one

L'iMRS one-W@pp est constitué d'un pack logiciel, un convertisseur N / A intelligent pour transformer les signaux de contrôle numériques en champs électromagnétiques pulsés, et un ensemble matériel (applicateurs) pour la sortie (multiple options disponibles). iMRS one est le premier système de stimulation par résonance magnétique W@pp au monde qui fonctionne sur une plate-forme Android. Il est techniquement basé sur le système PEMF le plus vendu et le plus populaire dans le monde pour un usage domestique, l'iMRS.

Conjointement avec l'interface Omnium1, l'iMRS se distingue par sa capacité unique à réaliser des applications PEMF sans prise, faciles à utiliser et totalement indépendantes avec différents applicateurs. La surface du logiciel est très intuitive, facile à utiliser et en raison de la taille appropriée des icônes tactiles également adaptées aux personnes âgées. La nouvelle génération d'applicateurs (OmniMat, OmniPad et OmniSpot) est exceptionnelle, grâce à leur tissu de haute qualité, leur excellente finition et leur construction compacte pour un transport facile et fluide.

OmniBrain

Au fil des décennies, l'entraînement par ondes cérébrales est devenu partie intégrante des concepts modernes d'entraînement mental. La technologie est largement utilisée dans la médecine moderne ainsi que dans les sports professionnels et comme un outil d'apprentissage très efficace et favorable. L'objectif principal d'une séance d'entraînement d'ondes cérébrales est d'utiliser la tendance fondamentale du cerveau humain à résonner avec des stimuli externes. On peut alors appliquer des fréquences externes visibles ou audibles qui peuvent être reconnues et traitées par le cerveau. En contrôlant les fréquences appliquées d'une manière appropriée, le cerveau commence à résonner avec lui et ajuste ses propres modèles de fréquence. De cette façon, l'utilisateur peut activement influencer l'état mental réel. Omnium1 est un système d'entraînement d'ondes cérébrales de trois façons, capable d'obtenir des résonances basées sur la lumière, le son et la couleur. Le masque est fait de cuir suédois, très confortable à porter et contient des écouteurs haut de gamme intégrés pour le stimulus ton et musique ainsi qu'un circuit imprimé flexible avec LED RGB pour créer les fréquences de lumière et de couleur désirées.

